



Laboratorio Clínico
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

ANTI-FACTOR X ACTIVADO EN SANGRE

Código BiosLIS 0301101

Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. 24 horas.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

Sangre en tubo con Citrato de Sodio (tapa celeste).

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

Método/Equipo

Automatizado / Sysmex CS 2500.

Valores de Referencia

- Mujer: 0.5 – 1.0 UI/mL
- Hombre: 0.5 – 1.0 UI/ml

Valor Crítico

Mayor a 1.5 UI/mL.



Laboratorio Clínico
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

Interferencias

- Las muestras lipémicas o turbias que no puedan aclararse por centrifugado (10 minutos a aproximadamente 15 000 x g) deben ser excluidas del ensayo.



Elaborado por:
TM. Daniela Herrera B.
Coordinadora Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico
Mayo, 2024. V1