



Laboratorio Clínico  
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

## DÍMERO D EN SANGRE

Código BiosLIS 0301095

### Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. 24 horas.

### Preparación del paciente

No requiere preparación.

### Muestra

Sangre en tubo con Citrato de Sodio (tapa celeste).

### Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

### Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

### Método/Equipo

Automatizado / Sysmex CS 2500.

### Valores de Referencia

- Mujer: 0 – 500 ng/mL
- Hombre: 0 – 500 ng/mL

### Valor Crítico

No aplica.



## Interferencias

- Las muestras lipémicas o turbias que no puedan aclararse por centrifugado (10 minutos a aproximadamente 15 000 x g) deben ser excluidas del ensayo.
- Las muestras de pacientes pueden contener anticuerpos heterofílicos (p. ej., factores reumatoides) que pueden reaccionar en los inmunoensayos y dar un resultado erróneamente aumentado o disminuido. Este ensayo ha sido diseñado para minimizar la interferencia de los anticuerpos heterofílicos. Sin embargo, no puede garantizarse la eliminación completa de dicha interferencia de todas las muestras de pacientes.

Elaborado por:  
TM. Daniela Herrera B.  
Coordinadora Laboratorio Clínico

Revisado por:  
TM. Daniela Gutiérrez M.  
Jefe Técnico Laboratorio Clínico  
Mayo, 2024. V1