



ÁCIDO LÁCTICO EN LÍQUIDOS BIOLÓGICOS

Código BiosLIS 0308014

Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. 24 horas.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

Líquidos Biológicos (Cefalorraquídeo, pleural, ascítico, pericárdico, peritoneal y articular) en tubo con fluoruro sódico (tapa gris). Consignar en la solicitud de examen el tipo de líquido.

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

Método/Equipo

Enzimático colorimétrico/ Cobas 6000 - c501 (Roche).

Valores de Referencia

- LCR: 1.1 - 2.4 mmol/L



Valor Crítico

No aplica.

Interferencias

En el caso de una concentración extremadamente alta de lactato en la muestra puede obtenerse resultados falsamente bajos debido a la depleción de oxígeno.



Elaborado por:
TM. Camila Valenzuela B.
Encargada de Calidad Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico
Mayo, 2024. V1.