



Laboratorio Clínico
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

ALBÚMINA EN LÍQUIDOS BIOLÓGICOS

Código BiosLIS 0308014

Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. 24 horas.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

Líquidos Biológicos (Cefalorraquídeo, pleural, ascítico, pericárdico, peritoneal y articular) en tubo con EDTA (tapa lila). Consignar en la solicitud de examen el tipo de líquido.

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

Método/Equipo

Colorimétrico, Verde de Bromocresol/ Cobas 6000 - c501 (Roche).

Valores de Referencia

Sin información.

Valor Crítico

No aplica.



Laboratorio Clínico
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

Interferencias

Los métodos colorimétricos utilizados para la determinación de la albúmina pueden provocar resultados falsamente elevados en pacientes que sufren de insuficiencia renal o de insuficiencia debida a la interferencia con otras proteínas



Elaborado por:
TM. Camila Valenzuela B.
Encargada de Calidad Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico
Mayo, 2024. V1.