



Laboratorio Clínico
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

COLESTEROL EN LÍQUIDOS BIOLÓGICOS

Código BiosLIS 0308014

Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. 24 horas.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

Líquidos Biológicos (pleural, ascítico y peritoneal) en tubo con EDTA (tapa lila). Consignar en la solicitud de examen el tipo de líquido.

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

Método/Equipo

Enzimático colorimétrico/ Cobas 6000 - c501 (Roche).

Valores de Referencia

Sin información.

Valor Crítico

No aplica.



Laboratorio Clínico
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

Interferencias

No aplica.



Elaborado por:
TM. Camila Valenzuela B.
Encargada de Calidad Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico
Mayo, 2024. V1.