



## GLUCOSA EN LÍQUIDOS BIOLÓGICOS

Código BiosLIS 0308014

### Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. 24 horas.

### Preparación del paciente

No requiere preparación.

### Muestra

Líquidos Biológicos (Cefalorraquídeo, pleural, ascítico, pericárdico, peritoneal y articular) en tubo con EDTA (tapa lila). Consignar en la solicitud de examen el tipo de líquido.

### Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

### Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

### Método/Equipo

Enzimático. Hexoquinasa / Cobas 6000 - c501 (Roche).

### Valores de Referencia

- **LCR:** 40 - 70 mg/dl

Los valores de glucosa en LCR deberían equivaler aproximadamente al 60 % de los valores en plasma. Para una interpretación clínica adecuada, compararlos siempre con los valores de plasma obtenidos paralelamente.

- **Otros líquidos:** Sin información. Se debe interpretar según condición clínica del paciente.



Laboratorio Clínico  
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

## Valor Crítico

No aplica.

## Interferencias

Sin interferencias declaradas por el fabricante.



Elaborado por:  
TM. Camila Valenzuela B.  
Encargada de Calidad Laboratorio Clínico

Revisado por:  
TM. Daniela Gutiérrez M.  
Jefe Técnico Laboratorio Clínico  
Mayo, 2024. V1.