



LDH EN LÍQUIDOS BIOLÓGICOS

Código BiosLIS 0308014

Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. 24 horas.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

Líquidos Biológicos (Cefalorraquídeo, pleural, ascítico, pericárdico, peritoneal y articular) en tubo con heparina de litio (tapa verde). Consignar en la solicitud de examen el tipo de líquido.

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

Método/Equipo

Enzimático UV. Lactato a piruvato/ Cobas 6000 - c501 (Roche).

Valores de Referencia

Sin información.

Valor Crítico

No aplica.



Laboratorio Clínico
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

Interferencias

Sin información.



Elaborado por:
TM. Camila Valenzuela B.
Encargada de Calidad Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico
Mayo, 2024. V1.