



PROTEÍNAS TOTALES EN LÍQUIDOS BIOLÓGICOS

Código BiosLIS 0308014

Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. 24 horas.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

Líquidos Biológicos (Cefalorraquídeo, pleural, ascítico, pericárdico, peritoneal y articular) en tubo con EDTA (tapa lila). Consignar en la solicitud de examen el tipo de líquido.

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Temperatura ambiente.

Método/Equipo

Turbidimétrico, Cloruro de Bencetonio/ Cobas 6000 - c501 (Roche).

Valores de Referencia

- LCR: 15 – 45 mg/dl
- Otros líquidos: Sin información. Se debe interpretar con la condición clínica del paciente.



Valor Crítico

No aplica.

Interferencias

- **Hemólisis:** la hemoglobina interfiere en el test.
- Levodopa, la metildopa y la cefoxitina disódica causan valores de proteína total artificialmente altos mientras que el dobesilato de calcio provoca valores de proteína artificialmente bajos.



Elaborado por:
TM. Camila Valenzuela B.
Encargada de Calidad Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico
Mayo, 2024. V1.