



GGT EN SANGRE

Código BiosLIS 0302045-00

Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. 24 horas.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

Sangre en tubo con heparina de litio (tapa verde).

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

Método/Equipo

IFCC / Cobas 6000 - c501 (Roche).

Valores de Referencia

Mujer: 6 – 42 mg/dL

Hombre: 10 – 71 mg/dL

Valor Crítico

No aplica.



Interferencias

- **Lipemia (Intralipid):** Sin interferencias significativas hasta el índice L de 1500. No existe una correlación satisfactoria entre el índice L (que corresponde a la turbidez) y la concentración de triglicéridos
- **Fármacos:** no se registró ninguna interferencia con paneles de fármacos de uso común analizados a concentraciones terapéuticas.



Elaborado por:
TM. Daniela Herrera B.
Coordinadora Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico
Mayo, 2024. V1.