



## ÁCIDO VALPROICO EN SANGRE

Código BiosLIS 0302035-00

### Horario de procesamiento

Lunes a domingo. 24 horas.

### Preparación del paciente

No requiere preparación.

### Muestra

Sangre en tubo con heparina de litio (tapa verde).

### Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

### Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

### Método/Equipo

Enzimático / Cobas 6000 - c501 (Roche).

### Valores de Referencia

Mujer: 50 – 100 µg/mL

Hombre: 50 – 100 µg/mL

### Valor Crítico

No aplica.



## Interferencias

- **Triglicéridos:** sin interferencia significativa hasta 1000 mg/dL (11.3 mmol/L) de triglicéridos.
- **Factores reumatóides:** no se han observado interferencias significativas por factores reumatóides hasta una concentración de 100 UI/mL.
- **Proteínas totales:** sin interferencia significativa por concentraciones de proteína total de entre 2 g/dL y 12 g/dL.



Elaborado por:  
TM. Daniela Herrera B.  
Coordinadora Laboratorio Clínico

Revisado por:  
TM. Daniela Gutiérrez M.  
Jefe Técnico Laboratorio Clínico  
Mayo 2024, V1.