



AMIKACINA EN SANGRE

Código BiosLIS 0302035-10

Horario de procesamiento

Lunes a domingo. 24 horas.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

Sangre en tubo con heparina de litio (tapa verde).

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

Método/Equipo

KIMS / Cobas 6000 - c501 (Roche).

Valores de Referencia

Mujer: 20 – 25 µg/mL

Hombre: 20 – 25 µg/mL

Valor Crítico

No aplica.



Interferencias

- **Triglicéridos:** sin interferencia significativa con triglicéridos hasta una concentración de 800 mg/dL (9.0 mmol/L).
- **Factores reumatoideos:** sin interferencia significativa hasta una concentración de 100 UI/mL.
- **Proteína total:** sin interferencia significativa por proteína total en el intervalo de concentración de 2-12 g/dL.



Elaborado por:
TM. Daniela Herrera B.
Coordinadora Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico
Mayo 2024, V1.