



## ANTIESTREPTOLISINA O EN SANGRE

Código BiosLIS 0305008-00

### Horario de procesamiento

- Martes de 08:00 a 20:00 hrs.
- Viernes de 08:00 a 20:00 hrs.

### Preparación del paciente

No requiere preparación.

### Muestra

Sangre en tubo sin anticoagulante (tapa roja).

### Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

### Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

### Método/Equipo

Inmunoturbidimetría Látex / Cobas 6000 - c501 (Roche).

### Valores de Referencia

- Mujer: 0 – 200 UI/mL
- Hombre: 0 – 200 UI/mL

### Valor Crítico

No aplica.



Laboratorio Clínico  
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

## Interferencias

- **Factores reumatoides:** sin interferencia significativa hasta 1200 UI/mL.
- **Fármacos:** no se registró ninguna interferencia con paneles de fármacos de uso común en concentraciones terapéuticas.



Elaborado por:  
TM. Daniela Herrera B.  
Coordinadora Laboratorio Clínico

Revisado por:  
TM. Daniela Gutiérrez M.  
Jefe Técnico Laboratorio Clínico  
Mayo 2024, V1.