



ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL EN SANGRE

Código BiosLIS 0305070-00

Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. 24 horas.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

Sangre en tubo con Heparina de Litio (tapa verde).

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

Método/Equipo

ECLIA / Cobas 6000 - c501 (Roche).

Valores de Referencia

Menor a 4 ng/mL.

Valor Crítico

No aplica.



Interferencias

- No se han observado interferencias por factores reumatoideos hasta una concentración de 1500 UI/mL.
- No se ha registrado el efecto prozona (high-dose hook) con concentraciones de tPSA de hasta 17000 ng/mL.



Elaborado por:
TM. Daniela Herrera B.
Coordinadora Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico
Mayo 2024, V1.