



B2 MICROGLOBULINA EN SANGRE

Código BiosLIS 0305010-00

Horario de procesamiento

- Martes de 08:00 a 20:00 hrs.
- Viernes de 08:00 a 20:00 hrs.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

Sangre en tubo con heparina de litio (tapa verde).

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

Método/Equipo

Inmunoensayo Látex / Cobas 6000 - c501 (Roche).

Valores de Referencia

- Mujer: 0.8 – 2.2 mg/dL
- Hombre: 0.8 – 2.2 mg/dL

Valor Crítico

No aplica.



Laboratorio Clínico
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

Interferencias

- **Factores reumatoideos:** sin interferencia significativa hasta 1200 UI/mL.
- **Fármacos:** no se registró ninguna interferencia con paneles de fármacos de uso común en concentraciones terapéuticas.



Elaborado por:
TM. Daniela Herrera B.
Coordinadora Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico
Mayo 2024, V1.