



CINÉTICA DEL FIERRO: TRANSFERRINA

Código BiosLIS 0301082-00

Horario de procesamiento

- Martes 08:00 a 20:00 hrs.
- Viernes 08:00 a 20:00 hrs.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

Sangre en tubo con heparina de Litio (tapa verde).

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

Método/Equipo

Inmunoturbidimétrico/ Cobas 6000 (Roche).

Valores de Referencia

- Mujer: 200 - 360 mg/dl
- Hombre: 200 - 360 mg/dl



Laboratorio Clínico
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

Valor Crítico

No aplica.

Interferencias

- **Fármacos:** no se han registrado interferencias con paneles de fármacos de uso común en concentraciones terapéuticas.



Elaborado por:
TM. Camila Valenzuela B.
Encargada de Calidad Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico
Mayo 2024, V1.