



## FOSFATASA ALCALINA EN SANGRE

Código BiosLIS 0302040

### Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. 24 horas.

### Preparación del paciente

No requiere preparación.

### Muestra

Sangre en tubo con heparina de litio (tapa verde).

### Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

### Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

### Método/Equipo

Colorimétrico / Cobas 6000 - c501 (Roche).

### Valores de Referencia

Mujer: 35 – 104 UI/L

Hombre: 40 – 129 UI/L

### Valor Crítico

No aplica.



Laboratorio Clínico  
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

## Interferencias

- **Fármacos:** no se registró ninguna interferencia con paneles de fármacos de uso común analizados a concentraciones terapéuticas.



Elaborado por:  
TM. Daniela Herrera B.  
Coordinadora Laboratorio Clínico

Revisado por:  
TM. Daniela Gutiérrez M.  
Jefe Técnico Laboratorio Clínico  
Mayo, 2024. V1.