



## GLUCOSA EN SANGRE

Código BiosLIS 0302047

### Horario de procesamiento

Lunes a Domingo, 24 horas.

### Preparación del paciente

No requiere preparación.

### Muestra

Sangre en tubo con heparina de litio (tapa verde).

### Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

### Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

### Método/Equipo

Enzimático / Cobas 6000 - c501 (Roche).

### Valores de Referencia

Mujer: 74 – 109 mg/dL

Hombre: 74 – 109 mg/dL

### Valor Crítico

- Menor a 45 mg/dL
- Mayor a 500 mg/dL



Laboratorio Clínico  
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

## Interferencias

- **Fármacos:** no se registró ninguna interferencia con paneles de fármacos de uso común analizados a concentraciones terapéuticas.



Elaborado por:  
TM. Daniela Herrera B.  
Coordinadora Laboratorio Clínico

Revisado por:  
TM. Daniela Gutiérrez M.  
Jefe Técnico Laboratorio Clínico  
Mayo, 2024. V1.