



## INTERLEUQUINA 6 EN SANGRE

Código BiosLIS 0305100

### Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. 24 horas.

### Preparación del paciente

No requiere preparación.

### Muestra

Sangre en tubo con heparina de Litio (tapa verde).

### Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

### Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

### Método/Equipo

Colorimétrico / Cobas 6000 - c501 (Roche).

### Valores de Referencia

- Mujer: 0 – 7 pg/mL
- Hombre: 0 – 7 pg/mL



## Valor Crítico

No aplica.

## Interferencias

- No se ha registrado el efecto prozona (high-dose hook) a una concentración de IL-6 de hasta 200000 pg/mL.



Elaborado por:  
TM. Daniela Herrera B.  
Coordinadora Laboratorio Clínico

Revisado por:  
TM. Daniela Gutiérrez M.  
Jefe Técnico Laboratorio Clínico  
Mayo 2024, V1.