



LIPASA EN SANGRE

Código BiosLIS 0302053-00

Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. 24 horas.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

Sangre en tubo con heparina de Litio (tapa verde).

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

Método/Equipo

Enzimático-Colorimétrico/ Cobas 6000 - c501 (Roche).

Valores de Referencia

- Mujer: 30 – 60 U/L
- Hombre: 30 – 60 U/L

Valor Crítico

≥ 500 U/L



Laboratorio Clínico
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

Interferencias

Sin información.



Elaborado por:
TM. Camila Valenzuela B.
Encargada de Calidad Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico
Mayo 2024, V1.