



MAGNESIO EN SANGRE

Código BiosLIS0302023

Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. 24 horas.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

Sangre en tubo con heparina de Litio (tapa verde).

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

Método/Equipo

Colorimétrico, Azul de Xilidil/ Cobas 6000 - c501 (Roche).

Valores de Referencia

- Mujer: 1.6 – 2.0 mg/dl
- Hombre: 1.6 – 2.0 mg/dl



Valor Crítico

Bajo	Alto
$\leq 1.0 \text{ mg/dl}$	$\geq 4.7 \text{ mg/dl}$

Interferencias

- La hemólisis produce resultados aumentados según el contenido exacto del analito en los eritrocitos lisados.



Elaborado por:
TM. Camila Valenzuela B.
Encargada de Calidad Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico
Mayo 2024, V1.