



Laboratorio Clínico
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

NITRÓGENO URÉICO EN SANGRE

Código BiosLis 0302057-00

Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. 24 horas.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

Sangre en tubo con heparina de Litio (tapa verde).

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

Método/Equipo

Cinético, Ureasa/ Cobas 6000 – c501 (Roche).

Valores de Referencia

- Mujer: 6 - 23 mg/dl
- Hombre: 6 - 23 mg/dl

Valor Crítico

No aplica.



Laboratorio Clínico
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

Interferencias

Los iones de amonio pueden causar resultados erróneamente elevados.



Elaborado por:
TM. Camila Valenzuela B.
Encargada de Calidad Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico
Mayo 2024, V1.