



PARACETAMOL EN SANGRE

Código BiosLIS 0302035-09

Horario de procesamiento

Lunes a domingo. 24 horas.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

Sangre en tubo con heparina de litio (tapa verde).

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

Método/Equipo

KIMS / Cobas 6000 - c501 (Roche).

Valores de Referencia

Mujer: 10 – 30 µg/mL

Hombre: 10 – 30 µg/mL

Valor Crítico

No aplica.



Laboratorio Clínico
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

Interferencias

- Sin interferencias significativas por triglicéridos de Intralipid hasta 650 mg/dL si el índice L es inferior a 400.



Elaborado por:
TM. Daniela Herrera B.
Coordinadora Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico
Mayo 2024, V1.