



Laboratorio Clínico
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

PARATHORMONA EN SANGRE

Código BiosLIS 0303018-00

Horario de procesamiento

Lunes a Viernes. 8:00 a 20:00 horas.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

Sangre en tubo con Heparina de Litio (tapa verde).

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

Método/Equipo

ECLIA / Cobas 6000 - c501 (Roche).

Valores de Referencia

- Mujer: 15 – 65 pg/mL
- Hombre: 15 – 65 pg/mL

Valor Crítico

No aplica.



Interferencias

- La hemólisis > 250 mg/dL afecta al test. No analizar muestras evidentemente hemolizadas.
- En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/día), no recoger la muestra antes de transcurridas como mínimo 8 horas tras la última administración.
- No se ha registrado el efecto prozona (high-dose hook) hasta una concentración de PTH de 17000 pg/mL (1802 pmol/L).

Elaborado por:
TM. Daniela Herrera B.
Coordinadora Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico
Mayo 2024, V1.