



PREALBÚMINA EN SANGRE

Código BiosLIS 0302510-00

Horario de procesamiento

- Martes: 08:00 a 20:00 hrs.
- Viernes: 08:00 a 20:00 hrs.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

Sangre en tubo con heparina de Litio (tapa verde).

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

Método/Equipo

Inmunoturbidimetría/ Cobas 6000 (Roche).

Valores de Referencia

- Mujer: 20 - 40 mg/dl
- Hombre: 20 - 40 mg/dl

Valor Crítico

No aplica.



Laboratorio Clínico
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

Interferencias

Intralipid proporciona resultados de prealbúmina falsamente aumentados.



Elaborado por:
TM. Camila Valenzuela B.
Encargada de Calidad Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico



Laboratorio Clínico
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

Mayo 2024, V1.

