



PROTEÍNAS TOTALES EN SANGRE

Código BiosLIS 0302060-01

Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. 24 horas.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

Sangre en tubo con heparina de Litio (tapa verde).

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

Método/Equipo

Colorimétrico, Biuret/ Cobas 6000 - c501 (Roche).

Valores de Referencia

- Mujer: 6.6 – 8.7 g/dl
- Hombre: 6.6 – 8.7 g/dl

Valor Crítico

No aplica.



Interferencias

- La hemólisis puede causar falsas elevaciones de las proteínas totales.
- **Fármacos:** no se han registrado interferencias con paneles de fármacos de uso común en concentraciones terapéuticas.



Elaborado por:
TM. Camila Valenzuela B.
Encargada de Calidad Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico
Mayo 2024, V1.