



TSH EN SANGRE

Código BiosLIS 0303024-00

Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. 24 horas.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

Sangre en tubo con Heparina de Litio (tapa verde).

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

Método/Equipo

ECLIA / Cobas 6000 - c501 (Roche).

Valores de Referencia

- Mujer: 0.27 a 4.2 µUI/mL
- Hombre: 0.27 a 4.2 µUI/mL

Valor Crítico

No aplica.



Interferencias

- No se ha registrado el efecto prozona (high-dose hook) con concentraciones de TSH de hasta 1000 µUI/mL.
- La presencia de autoanticuerpos puede inducir la formación de complejos de alto peso molecular (macro TSH) que pueden causar valores inesperadamente altos de TSH.



Elaborado por:
TM. Daniela Herrera B.
Coordinadora Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico
Mayo 2024, V1.