



Laboratorio Clínico
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

VITAMINA D EN SANGRE

Código BiosLIS 0302078-00

Horario de procesamiento

Lunes a Viernes. 24 horas.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

Sangre en tubo con heparina de Litio (tapa verde).

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

Método/Equipo

ECLIA / Cobas 6000 - c501 (Roche).

Valores de Referencia

- Verano: 29.2 ng/mL
- Invierno: 23.6 ng/mL

Valor Crítico

No aplica.



Laboratorio Clínico
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

Interferencias

- La biotina hasta una concentración de 600 ng/mL (2456 nmol/L) no interfiere en el resultado del test.



Elaborado por:
TM. Daniela Herrera B.
Coordinadora Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico
Mayo 2024, V1.