



## CALCIO EN ORINA

Código BiosLIS 0309008-01

### Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. 24 horas.

### Preparación del paciente

No requiere preparación.

### Muestra

- Orina aislada en frasco estéril.
- Orina de 24 horas en frasco estéril (enviar alícuota de 20 mL del total de la recolección). Consignar volumen total de la recolección en la orden médica.

### Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

### Transporte a Laboratorio

Temperatura ambiente.

### Método/Equipo

BAPTA/ Cobas 6000 - c501 (Roche).

### Valores de Referencia

- Orina de 24 hrs: 100 – 300 mg/24 hrs.



Laboratorio Clínico  
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

## Valor Crítico

No aplica.

## Interferencias

Se han analizado los medios de contraste para IRM (imagen por resonancia magnética) administrados por vía intravenosa que contienen gadolinio (Omniscan®, Optimark®). El Omniscan® no produjo una interferencia en la concentración terapéutica, solamente en concentraciones superiores. El Optimark® produjo una interferencia tanto en la concentración terapéutica como en concentraciones superiores.

Elaborado por:  
TM. Camila Valenzuela B.  
Encargada de Calidad Laboratorio Clínico

Revisado por:  
TM. Daniela Gutiérrez M.  
Jefe Técnico Laboratorio Clínico  
Mayo, 2024. V1.