



Laboratorio Clínico
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

GLUCOSA EN ORINA

Código BiosLIS 0309016 / 0309016-01

Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. 24 horas.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

- Orina aislada en frasco estéril.
- Orina de 24 horas en frasco estéril (enviar alícuota de 20 mL del total de la recolección). Consignar volumen total de la recolección en la orden médica.

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Temperatura ambiente.

Método/Equipo

Enzimático. Hexoquinasa/ Cobas 6000 – c501 (Roche).

Valores de Referencia

- Orina de 24 hrs: < 0.5 g/24 hrs
- Orina aislada: 1 – 15 mg/dl



Laboratorio Clínico
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

Valor Crítico

No aplica.

Interferencias

A concentración terapéutica, la tetraciclina produce resultados falsamente bajos en las muestras de orina.



Elaborado por:
TM. Camila Valenzuela B.
Encargada de Calidad Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico
Mayo, 2024. V1.