



Laboratorio Clínico
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

PROTEÍNAS TOTALES EN ORINA

Código BiosLIS 0309028 / 0309028-01

Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. 24 horas.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

- Orina aislada en frasco estéril.
- Orina de 24 horas en frasco estéril (enviar alícuota de 20 mL del total de la recolección). Consignar volumen total de la recolección en la orden médica.

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Temperatura ambiente.

Método/Equipo

Turbidimétrico, Cloruro de Bencetonio/ Cobas 6000 - c501 (Roche).

Valores de Referencia

- Orina aislada: < 15 mg/dl
- Orina de 24 hrs: < 140 mg/24 hrs.



Laboratorio Clínico
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

Valor Crítico

No aplica.

Interferencias

- **Hemólisis:** la hemoglobina interfiere en el test.
- Levodopa, la metildopa y la cefoxitina disódica causan valores de proteína total artificialmente altos mientras que el dobesilato de calcio provoca valores de proteína artificialmente bajos.

Elaborado por:
TM. Camila Valenzuela B.
Encargada de Calidad Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico
Mayo, 2024. V1.