



TEST RÁPIDO STREPTOCOCCUS GRUPO A

Código BiosLIS 0306090

Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. 24 horas.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

Secrección faríngea (tórula con punta de rayón estéril).

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Inmediatamente o antes de 15 minutos.

Transporte a Laboratorio

Temperatura ambiente.

Método/Equipo

Inmunoensayo de flujo lateral.

Valores de Referencia

Negativo

Valor Crítico

No aplica.



Laboratorio Clínico
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

Interferencias

Sin información

Observaciones

Este test debe ser tomado en conjunto con el cultivo de secreción faríngea.



Elaborado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico
Junio, 2024. V1