



CULTIVO SECRECIÓN FARÍNGEA

Código BiosLIS 0306008-01

Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. 24 horas.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

Tórula Stuart (tapa celeste)

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Temperatura ambiente.

Método/Equipo

Siembra bacteriológica, en medios de cultivos.

Valores de Referencia

No aplica.

Valor Crítico

No aplica.



Laboratorio Clínico
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

Interferencias

Sin información.



Elaborado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico
Junio, 2024. V1