



DETECCIÓN DE VIRUELA SÍMICA POR PCR

Código BiosLIS 0305521

Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. Tanda 22:00 hrs.

Muestras deben llegar 10-15 minutos antes de la hora estipulada de procesamiento.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

- Hisopado de lesión cutánea o exudado.
- Techo o costra de lesión.

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

Método/Equipo

Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real multiplex en termociclador CFX-96 (BioRad).

Valores de Referencia

- Negativo



Valor Crítico

No aplica.

Interferencias

Uso de hisopos de algodón, alginato de calcio o con asa de madera.



Actualizado por:
TM. Daniela Herrera B.
Coordinadora Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico.
Octubre 2024, V2.