



CARGA VIRAL DE CITOMEGALOVIRUS POR PCR

Código BiosLIS 0306182-04

Horario de procesamiento

Lunes a Domingo. Tanda 15:00 hrs.

Muestras deben llegar 10-15 minutos antes de la hora estipulada de procesamiento.

Tiempo de respuesta

4 horas.

Preparación del paciente

No requiere preparación.

Muestra

Sangre en tubo con EDTA 4 ml (tubo lila).

Tiempo de envío óptimo hacia laboratorio

Máximo 1 hora.

Transporte a Laboratorio

Refrigerada.

Método/Equipo

Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en termociclador CFX-96 (BioRad).



Valores de Referencia

- Detectado.
- No Detectado.

Valor Crítico

No aplica.

Interferencias

No presenta interferencias ante:

- Hemoglobina
- Ganciclovir
- Foscarnet
- Vidaradina
- Aciclovir
- Zidovudina
- Cidofovir
- Ribavirina
- Triglicéridos
- Albúmina
- Bilirrubina

Puede haber otras sustancias no indicadas (alimentos, fármacos) que pueden influir en el rendimiento de la prueba.

Actualizado por:
TM. Daniela Herrera B.
Coordinadora Laboratorio Clínico

Revisado por:
TM. Daniela Gutiérrez M.
Jefe Técnico Laboratorio Clínico.
Octubre 2024, V2.